

结构组成:

产品由控制模块、消融源模块、专用电源模块、治疗仪附件、治疗软件组件构成。治疗仪附件包括:管状电极(HAGZDJ)直肠电极(HA-ZCDJ)、治疗电极连线(HA-DJLX)、模拟器(HA-MNQ)

技术参数:

1 治疗温度

前列腺增生治疗: 60—70℃; 精度±1.0℃

前列腺炎理疗: 40—47℃; 精度±0.5℃

直肠电极治疗慢性非细菌性前列腺炎: 40℃—44℃; 精度±0.5℃

2 温度测量范围和精度

a)中温段: 40℃—47℃精度±0.4℃;

b)高温段: 60℃—70℃精度±1.0℃。

3 温度控制精度

a)中温段: 40℃—47℃精度±0.5℃

b)高温段: 60℃—70℃精度±1.0℃